



maxill

Plaster & Stone Remover

Cleans away plaster and stone from dentures, partials, bridges, flasks, articulators & orthodontic appliances.

Nettoyant de Plâtre et Pierre

Enlève les résidus de plâtre et de pierre sur les dentiers, partiels, ponts, flacons, articulateurs et appareillages orthodontiques.

Institutional Use Only
Réservé à l'Usage des Établissements

4.50 L (1.19 gal)

**Ready-To-Use
Prêt à l'emploi**

#60011

REV.2025/06

Directions: PSR is ready-to-use. Pour an adequate amount of PSR into a glass beaker suitable to a level that will totally immerse the items to be cleaned. Ensure glass beaker is covered. Place glass beaker into ultrasonic unit with at least 3 cm of the beaker sitting in the carrier bath. Do not use PSR directly in the ultrasonic tank. Ensure carrier bath will not enter beaker. Sonic clean for 5 to 10 minutes. Then thoroughly rinse items with water. Change solution after every use to avoid cross contamination. DO NOT USE ON ALUMINIUM!

Mode d'emploi: NPP est prête à l'emploi. Dans un becher en verre adéquat, versez une quantité suffisante de nettoyeur pour immerger les articles à nettoyer. Ne utilisez pas le nettoyeur directement dans le réservoir ultrasonique. S'assurer que le becher soit couvert. Placez le récipient dans l'appareil à ultrasons avec au moins 3 cm du becher dans le bain de support. S'assurer que le bain de support ne rentrera pas dans le becher. Nettoyer aux ultrasons pendant 5 à 10 minutes. Rincez soigneusement les articles à grande eau. Changez la solution après chaque utilisation pour éviter tout risque de contamination transférée. NE PAS UTILISER SUR L'ALUMINIUM!

Made in Canada with domestic and imported parts.
Fait au Canada avec des composants canadiens et importés.

REF 6070560011



Plaster and Stone Remover

DANGER

Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.



PREVENTION

Wash hands thoroughly after handling. Do not touch eyes. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves. Wear eye protection.

RESPONSE

IF SWALLOWED: Get medical help. Rinse mouth.

IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Specific treatment: (see First Aid on the SDS). If skin irritation occurs: Get medical help. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

IF IN EYES: Immediately rinse with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical help.

DISPOSAL

Dispose of contents in accordant with all regulations that apply to your region.

Nettoyant de Plâtre et Pierre

DANGER

Nocif en cas d'ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.



PRÉVENTION

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas se toucher des yeux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux.

INTERVENTION

EN CAS D'INGESTION: Demander une aide médicale. Rincer la bouche.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Traitement spécifique : (voir Premiers soins sur la FDS). En cas d'irritation cutanée: Demander un aide médicale. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Demander une aide médicale.

ÉLIMINATION

Éliminer le contenu conformément à toutes les réglementations en vigueur dans votre région.

maxill inc.
www.maxill.com 1-800-268-8633

Manufacturer:
maxill inc.
St. Thomas, ON
N5R 6C8 Canada

Distributed in USA by:
maxill inc.
Cortland, OH
44410 USA

REV.2025/06