

Multi-enzyme - A proprietary blend of enzymes lift and carry away organic material including blood, tissue, and feces

Safe to Use - Penetrates hard-to-reach places reducing the need for intensive manual cleaning of contaminated surfaces

pH Neutral - Will not rust or damage instruments

Directions for cleaning instruments:

1. Shake bottle before each use.
2. Saturate instruments and equipment with spray foam as soon as possible after the procedure.
3. Keep instruments and equipment wet with product until the decontamination process is started.
4. Rinse with potable water.
5. Follow manufacturer's directions for instrument sterilization.

Multi-enzymes - Un mélange exclusif d'enzymes qui détache et élimine les matières organiques, y compris le sang, les tissus et les matières fécales

Sécuritaire à utiliser - Pénètre dans les zones difficiles d'accès, réduisant le besoin de nettoyage manuel intensif des surfaces contaminées

pH neutre - N'endommage pas et ne fait pas rouiller les instruments

Instructions pour le nettoyage des instruments :

1. Agiter le flacon avant chaque utilisation.
2. Saturer les instruments et l'équipement avec la mousse en aérosol dès que possible après la procédure.
3. Maintenir les instruments et l'équipement humides avec le produit jusqu'au début du processus de décontamination.
4. Rincer à l'eau potable.
5. Suivre les directives du fabricant pour la stérilisation des instruments.

maxill



Zymax QS

QUICK SHOT ENZYMATIC CLEANING FOAM MOUSSE NETTOYANTE ENZYMATIQUE

RTU Multi-Enzyme Detergent Spray Foam pH Neutral Detergent

Zymax QS is a RTU multi-enzyme detergent formulated to be especially effective in the removal of organic material such as blood, tissue, mucus, feces, and other organic material found on instruments.

Le spray moussant nettoyant enzymatique est un détergent multi-enzymatique prêt à l'emploi pH neutre

La mousse nettoyante enzymatique Zymax QS est un détergent multi-enzymatique prêt à l'emploi (PAE), formulé pour être particulièrement efficace pour éliminer les matières organiques telles que le sang, les tissus, le mucus, les matières fécales et autres contaminants organiques présents sur les instruments.

946 mL (32 FL OZ)

Zymax QS QUICK SHOT ENZYMATIC CLEANING FOAM

WARNING

Causes mild skin irritation
Causes eye irritation
Wash hands and exposed areas thoroughly after handling.
If skin irritation occurs: Get medical help.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical help.

Store at room temperature. Keep out of reach of children.

Zymax QS QUICK SHOT MOUSSE NETTOYANTE ENZYMATIQUE

ATTENTION

Provoque une légère irritation cutanée
Provoque une irritation oculaire
Se laver les mains et la peau exposée après manipulation.
En cas d'irritation cutanée: Demander une aide médicale.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en port et si elle peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander une aide médicale.

Conserver à température ambiante. Garder hors de la portée des enfants.

Made in Canada with domestic and imported ingredients

Fabrique au Canada avec des ingrédients nationaux et importés

#60025

REF 607056002501

maxill inc.
www.maxill.com 1-800-268-8633

Manufacturer:
maxill inc.
St. Thomas, ON
N5R 6C8 Canada

Distributed in USA by:
maxill inc.
Cortland, OH
44410 USA



+D892607056002501

REV 2026/05