

EN – ENGLISH

30 x .25g Light-cure temporary for inlays and onlays.
Use of a dentin desensitizer such as D/Sense® Crystal™ is recommended.

- 1) Rinse and dry cavity.
- 2) Place tip into C-R® Syringe handle and remove cap.
- 3) Squeeze syringe and inject into preparation, using a slow, steady pres sure. Do not force.
- 4) In inlay/onlay applications, keep the contact areas free of material with a matrix band.
- 5) Light cure all surfaces for a minimum of 45 seconds.
- 6) Check occlusion. Excess can be removed with a rotary instru-ment or scalpel.
- 7) Remove tip from syringe and dispose of properly. Sterilize C-R syringe handle.
- 8) To remove TEMPIT L/C, insert a sharp explorer into the material and pull out. Do not use on patients with a known sensitivity to methacrylate. Do not use in presence of eugenol.

SE – SVENSKA

30 x .25g lätt härdningsmedel (LC, light cure) temporärt för inlays och onlays. Det rekommenderas användning av ett okänslighets-görande medel för dentin såsom D/Sense® Crystal™.

- 1) Skölj och torka håligheten.
- 2) Placera spetsen i C-R®-spruthandtaget och tag bort locket.
- 3) Tryck på sprutan och injicera i preparatet. Tillämpa ett stadigt, långsamt tryck. Använd ej tvång.
- 4) Vid inlay/onlay-applikationer, håll kontaktytorna fria från materi-al med ett matrisband.
- 5) Lätthärda alla ytor under minst 45 sekunder.
- 6) Undersök ocklusion. Överskottsmaterial kan avlägsnas med ett roterande instrument eller med skalpell.
- 7) Tag bort spetsen från sprutan och kassera den enligt rutinerna.
- 8) För att avlägsna TEMPIT L/C-medlet, för in ett vasst explorer-verktyg i medlet och drag ut. Får ej användas på patienter med känd känslighet för metakrylat. Använd ej vid förekomst av eugenol.

ES – ESPAÑOL

30 x .25g Temporal curado con luz para incrustaciones comunes e incrustaciones con recubrimiento de la cara oclusal. Se recomienda el uso de un desensibilizador de dentina como D/Sense® Crystal™.

- 1) Enjuague y seque la cavidad de la caries.
- 2) Coloque la punta dentro del asidero de la jeringa C-R® y quite la tapa.
- 3) Presione la jeringa e inyecte dentro de la preparación, usando una presión lenta y constante. No lo fuerce.
- 4) En aplicaciones de incrustaciones comunes o con recubrimien-to de lacara oclusal, mantenga las áreas de contacto libres de material con unacinta matriz.
- 5) Cure con luz todas las superficies durante un mínimo de 45 segundos.
- 6) Revise la oclusión. El exceso se puede quitar con un instru-mento rotatorio o con un escalpelo.
- 7) Quite la punta de la jeringa y deséchela adecuadamente.
- 8) Para quitar el TEMPIT L/C, inserte un explorador filoso den-tro del material y tire hacia fuera. No lo use en pacientes con una sensibilidad conocida al metacrilato. No lo use en presencia de eugenol.

PT – PORTUGUÊS

30 x 0,25g. Cura leve temporária para blocos comuns e com cobertura. O uso de dessensibilizador de dentina, como D/Sense® Crystal™, é recomendado.

- 1) Lave e seque a cavidade.
- 2) Coloque a ponta no cabo da seringa C-R® e remova a tampa.
- 3) Comprima a seringa e injete no preparado, usando pressão firme e vagarosa. Não force.
- 4) Em aplicações de blocos comuns e com cobertura, mantenha as áreas de contato livres de material com uma faixa de molde.
- 5) Trate levemente toda a superfície por um mínimo de 45 segundos.
- 6) Cheque oclusões. O excesso pode ser removido com um instrumento de rotação ou bisturi.
- 7) Remova a ponta da seringa e descarte-a adequadamente.
- 8) Para remover TEMPIT L/C, introduza no material um explo-rador afiado e arranque. Não deve ser usado em pacientes com conhecida sensibilidade ao metacrilato. Não use na presença de eugenol.

NL – NEDERLANDS

30 x .25g lichtbehandeling temporary voor inlays (vullingen) en onlays. Het gebruik van een tandstof-desensibiliseringsmiddel zoals D/Sense® Crystal™ wordt aanbevolen.

- 1) Spoel en droog het gaatje af.
- 2) Plaats de punt in de C-R® injectiespuithendel en verwijder het dopje.
- 3) Op de injectiespuit drukken en in de preparatie injecteren met langzame, gelijkmatige druk. Niet forceren.
- 4) Bij het aanbrengen van inlays/onlays dienen de contactgebieden vrij van materiaal gehouden te worden d.m.v. een matrixband.
- 5) Behandel alle oppervlakken minstens 45 seconden lang met licht.
- 6) Controleer de occlusie. Overmatig materiaal kan verwijderd wor-den met een draai-instrument of een scalpel.
- 7) Verwijder de punt van de injectiespuit en gooi hem weg in de daar-voor bestemde afvalbak.
- 8) Om de TEMPIT L/C te verwijderen, dient u een scherp onderzoek-ingsinstrument in het materiaal te steken en uit te trekken. Niet gebruiken op patiënten met een bekende overgevoeligheid tegen methacrylaat. Niet gebruiken als eugenol aanwezig is.

DE – DEUTSCH

30 x .25g schwach aushärtender Übergangsüberzug für inlays und onlays. Die Verwendung eines Dentin-Desensibilisierungsmittels, wie z.B. D/Sense® Crystal™, wird empfohlen.

- 1) Die Kavität ausspülen und trocknen.
- 2) Die Spitze in den C-R®-Spritzengriff setzen, und die Kappe abnehmen.
- 3) Langsamen, gleichmäßigen Druck auf die Spritze ausüben, und in die vorbereitete Kavität injizieren. Keine Gewalt anwenden.
- 4) Bei Anwendungen mit Inlays bzw. Onlays die Kontaktbereiche mit einem Formband vor Materialauftrag schützen.
- 5) Alle Oberflächen mindestens 45 Sekunden lang schwach aushärten lassen.
- 6) Die Okklusion überprüfen. Mit einem Schleifinstrument bzw. einem Skalpell kann das überschüssige Material entfernt werden.
- 7) Die Spitze von der Spritze abnehmen, und die Spitze ordnungs-gemäß entsorgen.
- 8) Zum Entfernen von TEMPIT L/C eine scharfe Sonde in das Material stecken und das Material herausziehen. Nicht für Patienten verwenden, die bekanntermaßen gegen Methakrylat überempfind-lich sind. Nicht zusammen mit Eugenol verwenden.

FR – FRANÇAIS

Plombage provisoire photo-polymérisé pour les obturations den-taires internes et apposées de 30 x .25g. L'utilisation d'un produit de désensibilisation de la dentine telle que D/Sense® Crystal™ est recom-mandée.

- 1) Rincez et séchez la cavité.
- 2) Placez l'embout dans la poignée de la seringue C-R® et enlevez le capuchon.
- 3) Appuyez sur la seringue et injectez lentement en maintenant une pression constante. Ne forcez pas.
- 4) Pour les applications de plombage interne et apposé, utilisez une bande matricielle afin de garder les surfaces de contact libres de tout matériau.
- 5) Procédez à la photo-polymérisation de toutes les surfaces pen-dant au moins 45 secondes.
- 6) Vérifiez l'obturation. L'excédent peut être retiré grâce à un instru-ment rotatif ou à un scalpel.
- 7) Retirez l'embout de la seringue et jetez-le de manière appropriée.
- 8) Pour retirer le TEMPIT L/C, insérez un instrument d'exploration pointu dans le matériau et tirez. N'utilisez pas ce produit sur des patients ayant une sensibilité reconnue au méthacrylate. N'utilisez pas en présence d'eugénol.

IT – ITALIANO

30 x .25g di materiale provvisorio fotoattivo per intarsi comuni ed occlusali. Si consigli di usare un desensibilizzatore della denti-na quale il D/Sense® Crystal™.

- 1) Sciacquare ed asciugare la cavità.
- 2) Collocare la punta nell'impugnatura della siringa C-R® e rimuovere il tappo.
- 3) Premere l'impugnatura della siringa ed iniettare nel preparato, esercitando una pressione lenta ed uniforme. Non forzare.
- 4) Nel caso delle applicazioni di intarsio occlusale, mantenere libere dal materiale le superfici di contatto per mezzo di una matrice.
- 5) Fotoindurire tutte le superfici per un minimo di 45 secondi.
- 6) Controllare l'occlusione. Rimuovere il materiale in eccesso con una fresa o un bisturi.
- 7) Rimuovere la punta dalla siringa e smaltirla in modo appropriato.
- 8) Per rimuovere TEMPIT L/C, inserire una sonda nel materiale ed estrarlo. Non usare su pazienti sensibili al metacrilato. Non usare in presenza di eugenolo.

DA – DANSK

30 X .25g lethærdende midlertidig til indlæg og pålæg. Det anbe-fales at anvende et dentindesensibiliseringsmiddel, f.eks. D/Sense® Crystal™

- 1) Skyl og tør kaviteten.
- 2) Anbring spidsen i C-R® sprøjtehandtaget og tag hættten af.
- 3) Tryk på sprøjten og injicér i præparatet. Brug langsomt, jævnt tryk. Lad være at forcere det.
- 4) Til anbringelse af indlæg/pålæg skal kontaktområdet holdes fri for materialer med et matrix-bånd.
- 5) Hærd alle overflader let i mindst 45 sekunder.
- 6) Kontrollér okklusion. Overskud kan fjernes med et roterende instrument eller en skalpel.
- 7) Tag spidsen af sprøjten og kassér den på rette måde.
- 8) TEMPIT L/C fjernes ved at stikke en skarp sonde i materialet og trække ud. Må ikke anvendes til patienter, som vides at være ovefølsomme overfor metakrylsyreester. Må ikke anvendes, hvis der eugenol til stede.