

Intended for use for less
than 30 consecutive days.

10°C - 24°C
50°F - 75°F



ENGLISH

30 x .35g Moisture activated temporary filling (REF 310060)

- 1) Remove cap.
- 2) Place tip into C-R® Syringe.
- 3) Squeeze syringe with a slow, steady pressure and inject into a moist cavity.
- 4) Tamp down with a wet instrument and dismiss patient. On return visit, Tempit® may be removed with an explorer.

DEUTSCH

30 x 0,35g Provisorisches Verschlussmittel, selbsthärtend (REF 310060)

- 1) Kappe des C-R® Tip entfernen.
- 2) C-R® Tip in eine Centrix Dosierpistole einsetzen.
- 3) Material mit leichtem gleichmäßigem Druck ausdrücken und in die feuchte Kavität applizieren.
- 4) Okklusalfäche mit einem feuchten instrument konturieren. Tempit® läßt sich während der endgültigen Sitzung leicht mit einer Sonde entfernen.

FRANÇAIS

30 x 0,35g Plombage provisoire à activation humide (REF 310060)

- 1) Retirez le capuchon.
- 2) Placez l'embout dans la seringue C-R®.
- 3) Appuyez sur la seringue et injectez lentement dans la cavité humide en maintenant une pression constante.
- 4) Tassez à l'aide d'un instrument mouillé et laissez partir le patient. A la visite suivante du patient, vous pouvez retirer Tempit® à l'aide d'un outil d'exploration.

ITALIANO

30 x 0,35g Otturazione temporanea attivata ad umido (REF 310060)

- 1) Rimuovere il tappo.
- 2) Collocare la punta sulla siringa C-R®.
- 3) Premere lentamente lo stantuffo della siringa esercitando una pressione uniforme ed iniettare il preparato nella cavità umida.
- 4) Pigiare il preparato con uno strumento umido e concludere la visita.
In occasione dell'appuntamento successivo, Tempit® può essere rimosso con uno specillo.

ESPAÑOL

30 X 0,35g Empaste temporal activado con humedad (REF 310060)

- 1) Quite la tapa.
- 2) Coloque la punta en la jeringa C-R®.
- 3) Presione la jeringa con una presión lenta y constante e inyecte dentro de una caries húmeda.
- 4) Apriete el material hacia dentro con un instrumento mojado y deje ir al paciente.
En la próxima visita, Tempit® puede ser quitado con un explorador.

NEDERLANDS

30 x 0,35g Door vocht geactiveerde tijdelijke vulling (REF 310060)

- 1) Verwijder het dopje.
- 2) Plaats de punt in de C-R® injectiespuit.
- 3) Druk langzaam en met gestadige druk op de injectiespuit en injecteer in het vochtige gaatje.
- 4) Aandrukken met een nat instrument en de patiënt naar huis sturen. Bij de volgende visite kan Tempit® verwijderd worden met een onderzoekingsinstrument.

SVENSKA

30 x 0,35g Provisorisk fuktaktiverad plomb (REF 310060)

- 1) Avlägsna hatten.
- 2) För in spetsen i en C-R®-spruta.
- 3) Injicera plomben i den fuktade kaviteten genom att trycka ihop sprutan i en jämn och långsam rörelse.
- 4) Packa till plomben med ett fuktigt instrument för att avsluta behandlingen.
Tempit® avlägsnas med hjälp av sond vid återbesök.

DANSK

30 x 0,35g Midlertidig fugtaktiveret tandfyldning (REF 310060)

- 1) Tag hæften af.
- 2) Sæt spidsen i C-R®-sprøjten.
- 3) Tryk på stemplet med en langsom, jævn bevægelse, og sprøjt præparatet i den fugtige kavitet.
- 4) Stamp til slut på fyldningen med et fugtigt instrument.
Tempit® fjernes med en skarp sonde ved patientens næste besøg.

