maxill®

Tartar & Stain Remover

Cleans away food & tobacco stains and calculus from dentures, bridges & orthodontic appliances and removes rust, calcium hydroxide and hard water scale.

Nettoyant de Tartre et de Taches

Enlève les taches d'aliments et tabac et dépôts de tartre sur les dentiers, ponts, appareillages orthodontiques, etc., et nettoie rouille, hydroxyde de calcium et dépôt calcaire d'eau dure.

4.50 L (1.19 gal.)

Ready-To-Use

#60010

REV.2022/11

Tartar and Stain Remover



WARNING

Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.

PREVENTION
Wash hands after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear eye/face protection.

RESPONSE
IF SWALLOWED: Get medical help. Rinse mouth.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical help.

STORAGE
Keep out of reach of children.

DISPOSAL
Dispose of contents, wastes and residues in accordance with local/regional/national regulations.

Refer to the SDS

Nettoyant de Tartre et de Taches

ATTENTION

Nocif en cas d'ingestion.
Provoque une sévère irritation des yeux.

PRÉVENTION
Se laver soigneusement après la manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

INTERVENTION
EN CAS D'INGESTION: Demander une aide médicale. Rincer la bouche.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander une aide médical.

STOCKAGE
Garder hors de la portée des enfants.

ÉLIMINATION
Éliminer les rejets et les déchets conformément à la loi nationale/régionale/locale.

Voir la FDS

Directions: Tartar & Stain Remover (TSR) is ready-to-use. Pour an adequate amount of TSR into a glass beaker suitable to a level that will totally immerse the items to be cleaned. Items may be cleaned by soaking and brushing. If ultrasonic cleaning is desired, cover the beaker and place it into an ultrasonic unit with 3 cm of the beaker sitting in the carrier bath. Ensure carrier bath will not enter the beaker. Sonic clean for 5 to 10 minutes. Immediately thoroughly rinse items with water. Mouth items, such as dentures, etc., should be neutralized in a solution of 1 teaspoon of sodium bicarbonate diluted in a cup of water. Rinse item again. Neutralize waste or unwanted solution using ample amounts of sodium bicarbonate to bring pH above 7.

Mode d'emploi: Mode d'emploi: Nettoyant de Tartre et de Taches est prêt à l'emploi. Dans un becher en verre adéquat, versez une quantité suffisante de nettoyant pour immerger les articles à nettoyer. Les articles peuvent être nettoyés par trempage et brossage. Si un nettoyage par ultrasons est souhaité, placez le becher couvert dans l'appareil à ultrasons avec au moins 3 cm du becher dans le bain de support. S'assurer que le bain de support ne rentrera pas dans le becher. Nettoyer aux ultrasons pendant 5 à 10 minutes. Rincez soigneusement les articles à grande eau. Les articles pour la bouche tels que dentiers, etc., doivent être neutralisés dans une solution de 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude dans une tasse d'eau. Rincez de nouveau les articles après cette neutralisation. Neutralisez les déchets ou les solutions indésirables en utilisant de grandes quantités de bicarbonate de sodium pour amener le pH au-dessus de 7.

REV:2022/11

REF 6070560010

+D89260705600100C

maxill inc.
www.maxill.com 1-800-268-8633

Manufactured for:
USA: maxill inc.
Cortland, OH
44410 USA

Canada: maxill inc.
St. Thomas, ON
N5R 6C8
Canada

Made in Canada with domestic and imported parts.

Fait au Canada avec des composants canadiens et importés.