



# Zymax QG

GEL NETTOYANT ENZYMATIQUE QUICK GRIP

Le **gel nettoyant enzymatique Zymax QG** est un détergent multi-enzymes prêt à l'emploi (PAE). Le mélange exclusif d'enzymes est formulé pour être particulièrement efficace dans l'élimination des matières organiques présentes sur les instruments.

Zymax QG est idéal pour saturer les instruments lorsque le trempage n'est pas une option immédiate. Le gel recouvre et s'adhère à l'instrument pour atteindre les zones difficiles d'accès et empêcher la matière organique de durcir et de compliquer le processus de nettoyage/retraitement. Le gel nettoyant enzymatique Zymax QG est un complément au retraitement des instruments en tant qu'étape de pré-nettoyage.



**Utilisez Zymax QG pour nettoyer en sécurité :**


- ▶ **Plastiques**
- ▶ **Caoutchouc**
- ▶ **Acier inoxydable**
- ▶ **Tissus souillés par des débris organiques**

- ▶ **Non corrosif**
- ▶ **Non caustique**
- ▶ **Sans phosphates**
- ▶ **Non moussant**

## Disponibilité du produit

Zymax QG - Flacon pulvérisateur (Prêt à l'emploi) 946 mL... #60026

## Gel PAE



## Parfum de Mangue

Fabriqué au Canada avec des matériaux domestiques et importés

Les informations fournies sont données de bonne foi et considérées comme exactes, mais aucune garantie n'est donnée ou implicite. Les conditions d'utilisation du produit peuvent différer des conditions normales d'essais d'efficacité en laboratoire. Par conséquent, chaque établissement de santé doit réaliser ses propres essais d'efficacité afin de vérifier l'efficacité du produit dans ses conditions normales d'utilisation et de répondre aux exigences spécifiques du lieu de travail.

MP-REF-60026BF  
Rev0: 2025-07-30