

maxill

hxTM₂

Désinfectant pour surfaces dures
Lingettes prêtes à l'emploi



Visitez-nous en ligne pour plus
d'informations, y compris les FDS
et les prix:

www.maxill.com

Les lingettes désinfectantes pour surfaces dures hx2 sont spécialement conçues comme nettoyant et désinfectant non acide pour une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les hôtels et les restaurants, ainsi que dans les établissements agroalimentaires industriels et institutionnels. Elles sont formulées pour désinfecter les surfaces dures non poreuses et inertes telles que les sols, les murs, les surfaces métalliques, l'acier inoxydable, la porcelaine, la céramique émaillée, les surfaces en plastique, les salles de bain, les cabines de douche, les baignoires et les placards.

- Bactéricide, virucide, tuberculocide et fongicide à large spectre
- Conforme aux directives des CDC pour la désinfection des surfaces de niveau intermédiaire
- Nettoyant et désinfectant en un seul produit ; gain de temps, d'argent et d'espace de stockage
- Compatible avec une large gamme de surfaces dures et non poreuses
- Lingettes non tissées très résistantes, peu pelucheuses, 15 x 18 cm, pré-imbibées
- Emballées dans des pots en HDPE recyclables avec couvercles distributeurs à fermeture automatique en PP recyclable
- Rouleaux de recharge pratiques disponibles pour réduire les déchets et économiser de l'argent.




Couvercle à fermeture automatique

Le couvercle à ressort et à fermeture rabattable facilite l'accès, empêche le dessèchement et augmente l'observance des normes.



Réduction des déchets

Les rechargements vendus en sachets en plastique réduisent les déchets et économisent de l'argent. Nos sachets sont triplement laminés pour maintenir leur stabilité jusqu'à l'utilisation du rouleau.




Tissu résistant

Le tissu non tissé assure une distribution uniforme du liquide sur les surfaces et empêche tout tassement ou déchirure dans le distributeur.



Nettoyant et désinfectant

Les lingettes désinfectantes pour surfaces dures hx2 sont conçues comme nettoyant et désinfectant non acide pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les hôtels, les restaurants, les établissements alimentaires industriels et institutionnels.



Support montable

Le support mural pour contenant (vendu séparément) facilite l'observance en permettant d'avoir facilement une lingette désinfectante à portée de main.



Calendrier autocollant

Un calendrier facile à lire est fourni avec chaque sachet de recharge pour suivre facilement la date d'ouverture du produit et faciliter la gestion des stocks.

HDPE = Polyéthylène à haute densité PP = Polypropylène

maxill inc., St. Thomas, ON N5R 6C8
www.maxill.com 1-800-268-8633

Temps de contact

Temps de contact – 30 secondes

SARS-CoV-2 (virus qui cause la COVID-19)

Temps de contact – 1 minute

VIH-1 (associé au SIDA)
Norovirus
Calicivirus félin
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite B du canard (DHBV)
Virus de la diarrhée virale bovine (BVDV)
Virus de la rage

Temps de contact – 2 minutes

Streptococcus pyogenes (fasciite nécrosante - groupe A)
Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine (SARV)
Grippe aviaire A souche H3N2
Grippe aviaire A souche H9N2
Coronavirus humain
Coronavirus associé au SARS

Temps de contact – 3 minutes

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Salmonella (choleraesuis) enterica
Salmonella (typhi) enterica
Escherichia coli
Escherichia coli O157:H7
Listeria monocytogenes
Yersinia enterocolitica
Enterococcus faecium
Corynebacterium ammoniagenes
Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV)
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
Staphylococcus epidermidis résistant à la méthicilline (SARM)
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline d'origine communautaire (SARM-AC)
Virus de la grippe A (H1N1)
Paramyxovirus (oreillons)
Rotavirus
Rhinovirus de type 39

Temps de contact – 5 minutes

Mycobacterium terrae
Parvovirus canin

Temps de contact – 10 minutes

Poliovirus de type 1
Trichophyton interdigitale



Conçu pour ***Vous!***

Disponibilité du produit

Contenant 160 lingettes #61164

Rouleau de recharge
160 lingettes #61164R

DIN 02293331

Visitez-nous en ligne pour plus
d'informations, y compris les FDS
et les prix:

www.maxill.com

Fabriqué au Canada avec des ingrédients canadiens et importés.

Les informations fournies sont données de bonne foi et considérées comme exactes, mais aucune garantie n'est donnée ou implicite. Les conditions d'utilisation du produit peuvent différer des conditions normales d'essais d'efficacité en laboratoire.

MP-REF-61164BF
Rev.0: 2025-07-25

maxill inc., St. Thomas, ON N5R 6C8
www.maxill.com 1-800-268-8633