

maxill

Minuteman NEX GEN

LINGETTES DÉSINFECTANTES



Visitez-nous en ligne
pour plus d'informations,
y compris les FDS et les tarifs :

www.maxill.com/nexgen

MYCOBACTÉRICIDE • VIRUCIDE† • BACTÉRICIDE • FONGICIDE

Les lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN ont une formulation unique de quatre ingrédients actifs qui agissent en synergie pour créer un désinfectant à large spectre inégalé idéal pour une utilisation quotidienne dans les cabinets dentaires. Les lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN peuvent être utilisées sur une multitude de surfaces dures pour inactiver un large spectre de micro-organismes pathogènes.

- Bactéricide, virucide, mycobactéricide et fongicide à large spectre
- Conforme aux directives CDC pour la désinfection de surface de niveau intermédiaire
- Nettoyant et désinfectant en un seul produit; économiser de l'argent, du temps et de l'espace d'entreposage
- Compatible avec une large gamme de surfaces dures et non poreuses
- Lingettes résistantes, non-tissées, pré-saturées à faible peluchage, 6 "x 7" et 7,5 "x 9,75"
- Emballé dans des pots en PEHD recyclable avec couvercles à fermeture rapide
- Des rouleaux de recharge pratiques sont disponibles pour réduire les déchets et économiser de l'argent




Tissu Robuste

Un tissu non tissé robuste assure une libération uniforme du liquide sur les surfaces et empêche le collage ou la déchirure dans le distributeur.



Guichet Unique

Les lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN sont des lingettes polyvalente est une solution désinfectante polyvalente qui peut être utilisée sur une grande variété de surfaces dans tout l'établissement.



Titulaire Montable

Le titulaire de pot mural disponible (vendu séparément) offre une conformité accrue en facilitant la portée d'une lingette désinfectante.



Désinfection à Large Spectre

Les lingettes ne sont pas seulement efficaces pour le nettoyage, elles fournissent également une désinfection à large spectre avec des temps de contact efficaces. Les surfaces souillées nécessitent une étape de pré-nettoyage.



Réduire les Déchets

Les rouleaux de recharge pratiques, vendus dans des sachets en plastique, réduisent les déchets et économisent de l'argent. Nos sachets sont triple-stratifiés pour aider à maintenir la stabilité jusqu'à ce que vous soyez prêt à utiliser le rouleau.



Autocollants de Calendrier

Un calendrier facile à lire est fourni avec chaque pochette de recharge pour suivre facilement le moment où le produit a été ouvert, ce qui facilite la gestion d'inventaires.

MP-REF-61160BF
Rev.0 : 2021-03-17

maxill inc., St. Thomas, ON N5R 6C8
www.maxill.com 1-800-268-8633

Temps de contact

Temps de contact de 1 minute

Virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1)*
SRAS-CoV-2†

Temps de contact de 2 minutes

Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV)
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
Virus de l'hépatite B du canard (substitut du virus de l'hépatite B humaine)*
Virus de la diarrhée virale bovine (substitut du virus de l'hépatite C humaine)*
Virus réassortant de la grippe aviaire A (H3N2)
Salmonella enterica

Temps de contact de 3 minutes

Mycobacterium bovis BCG
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Poliovirus Type 1
Trichophyton mentagrophytes

† Des tests récents révèlent que la lingette désinfectante tb Minuteman NEX GEN de maxill est efficace contre le SRAS-CoV-2**

maxill a le plaisir d'annoncer que nos lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN ont été testées en utilisant les Bonnes Pratiques de Laboratoire et se sont avérées efficaces pour inactiver en 1 minute le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19.

maxill est un fabricant de produits de contrôle des infections et a été en mesure de fournir à ses clients des désinfectants pour surfaces dures pendant la période laquelle les politiques relatives aux agents pathogènes viraux émergents étaient en place. Bien que ces politiques soient temporairement activées par l'EPA et Santé Canada, maxill se rend compte qu'il est nécessaire de s'assurer à long terme que nous pouvons fournir des produits entièrement qualifiés pour désinfecter contre le SRAS-CoV-2. Dans l'intervalle et dans le cadre de ces politiques, nos lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN devraient être efficaces contre le SRAS-CoV-2. Maintenant, avec ces tests récents, et ** sous réserve de l'approbation réglementaire de Santé Canada, les étiquettes des lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN seront mises à jour pour inclure ces nouvelles informations.



Conçu en pensant à *vous!*

La Disponibilité Des Produits

Boîte de 160 lingettes	#61160
Rouleau de recharge de 160 lingettes	#61190

Visitez-nous en ligne pour plus d'informations,
y compris les FDS et les tarifs :

www.maxill.com/nexgen

*Ce produit tue efficacement le virus de l'immunodéficience humaine 1 (VIH-1), le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC) sur les surfaces / objets environnementaux préalablement nettoyés précédemment souillés de sang / liquides corporels dans les établissements de soins de santé ou dans d'autres contextes dans lequel il existe une probabilité prévue de salissure des surfaces / objets inanimés avec du sang / des liquides organiques, et dans lequel les surfaces / objets peuvent être associés au potentiel de transmission du VIH-1, du VHB et du VHC.

Fabriqué au Canada avec des pièces nationales et importées.

Les informations fournies sont données de bonne foi et considérées comme exactes, mais aucune garantie n'est donnée ou implicite. Les conditions d'utilisation dans lesquelles le produit est appliqué seront différentes des conditions des tests d'efficacité normaux en laboratoire.

MP-REF-61160BF
Rev.0 : 2021-03-17

maxill inc., St. Thomas, ON N5R 6C8
www.maxill.com 1-800-268-8633